

A livello globale, Leica Microsystems è divisa in quattro divisioni tutte leader del mercato.

• Life Science Division

La Divisione Life Science di Leica Microsystems soddisfa le richieste in fatto di imaging in campo scientifico, offrendo capacità innovativa e Know-how tecnico per la visualizzazione, la misurazione e l'analisi di microstrutture. Grazie all'approfondita conoscenza delle applicazioni di ricerca, la divisione offre ai propri clienti le soluzioni per essere sempre un passo in avanti nella scienza.

• Industry Division

Grazie a sistemi di visione e imaging innovativi, i nostri clienti riusciranno a perseguire gli obiettivi di qualità e di ricerca, durante la visione, la misura e l'analisi di microstrutture. I nostri prodotti sono impiegati in tutti i settori dell'industria moderna, per applicazioni di routine fino alla ricerca applicata ai materiali. La divisione industria offre soluzioni d'avanguardia per la scienza forense e offre una linea di prodotti specifica per gli studenti offrendo a quest'ultimi la possibilità di entrare nel fantastico microcosmo di Leica Microsystems.

• Biosystems Division

La Divisione Biosystems di Leica Microsystems offre una vastissima gamma di prodotti di alta qualità per laboratori di istopatologia e di ricerca. La gamma fornisce la soluzione ideale per ogni fase istologica garantendo una elevata produttività del flusso di lavoro dal paziente al patologo. Con sistemi istologici completi ad elevata automazione e reagenti Novocast™, la divisione Biosystems garantisce una maggiore efficacia della diagnosi e un rapido tempo di risposta, a tutto vantaggio della salute del paziente, sempre in collaborazione con i nostri clienti.

• Medical Division

Avvalendosi delle tecnologie più avanzate nel campo della microscopia operatoria, la divisione medica di Leica Microsystems risulta essere il partner ideale per offrire al microchirurgo soluzioni personalizzate e sicure per il paziente.

I prodotti Leica sono disponibili tramite seguenti

North America

Sales and Customer Support 800 248 0123

Asia/Pacific

Sales and Customer Support Australia 1800 246 797

Sales and Customer Support China +852 2564 6699

Sales and Customer Support Japan +81 3 5421 2800

Sales and Customer Support Korea +82 2 514 65 43

Sales and Customer Support New Zealand 0800 400 589

Sales and Customer Support Singapore +65 6779 7823

Europe

Per informazioni dettagliate per contattare i nostri uffici vendita o distributori Europei, visitare il nostro sito Web.


www.leica-microsystems.com

Total Workstation Solutions

Per poter offrire una diagnostica sicura, accurata e di alta qualità, i laboratori necessitano di processi operativi efficienti ed organizzati. Per soddisfare questi importanti requisiti, Leica Microsystems offre ai propri clienti una vasta gamma di workstation, reagenti e materiali di consumo per l'istologia e la citologia.

La linea di reagenti e di materiali di consumo di qualità Surgipath include:

- Un sistema di colorazione di formulazione speciale pronto all'uso e kit per colorazioni speciali che offrono comodità e risultati costantemente eccellenti
- Coprigetto di alta qualità che non si attaccano progettati specificatamente per i montavetrini automatizzati
- Scelta di mezzi di montaggio che offrono una eccezionale qualità ed affidabilità combinate ad una maggiore sicurezza
- Una vasta gamma di vetrini per soddisfare le vostre specifiche esigenze in qualsiasi applicazione con qualità ed affidabilità



 **TOTAL
HISTOLOGY**

Total Histology unisce prodotti, qualità e supporto. È la soluzione globale che contribuisce a migliorare il flusso di lavoro, ad accrescere la chiarezza diagnostica e a fornire ciò che conta davvero: una cura migliore al paziente.

Leica
MICROSYSTEMS

Numero di ordinazione: Italiano 1495.9713 • 03/2011 • 95.9713 Rev.A • Copyright © by Leica Biosystems Nussloch GmbH, Nussloch, Germany, 2011
LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.



Flessibilità totale. Qualità affidabile.

Workstation per la colorazione ed il montaggio dei vetrini Leica
La scelta intelligente per tutti i laboratori

Living up to Life

Leica
MICROSYSTEMS

Flessibilità intelligente

Grazie alla versatilità, le workstation Leica soddisfano i requisiti e le caratteristiche di tutti i laboratori permettendo il potenziamento e l'ottimizzazione del lavoro.

Modularità del sistema

Leica ST5010 ed ST5020 sono disponibili sia come strumenti stand alone che come soluzioni workstation combinando un coloratore ed un montavetrini.

Colorazioni multiple

Con i sistemi a due cassette e rack da 30 vetrini, i laboratori possono eseguire protocolli H&E, PAP e colorazioni speciali simultaneamente.

Temporizzazione e programmazione personalizzata

I parametri di ogni stazione di reagenti possono essere regolati per adattare la colorazione alle esigenze del patologo.

Sistema aperto

Il montavetrini Leica CV5030 permette di utilizzare una vasta gamma di mezzi di montaggio per adattarsi all'uso di xilene e sostituti di xilene.



Qualità intelligente

Le workstation Leica offrono un'alta qualità, aumentano l'affidabilità, la riproducibilità, l'efficienza del workflow e la sicurezza e diminuiscono la necessità di interventi manuali, manutenzione del sistema e tempi di fermo macchina.

Qualità di colorazione costante e riproducibile

Le workstation Leica permettono di ottenere risultati eccezionali sia con le colorazioni di routine che con quelle speciali.

Montaggio dei vetrini di alta qualità


La qualità ottica superiore dei coprioggetto in vetro costituisce il mezzo perfetto per la scansione e l'archiviazione digitale delle immagini.

Meno consumo e rifiuti


Grazie al funzionamento efficiente ed economico e workstation Leica permettono di ridurre il consumo d'acqua fino all'80%.

Sicurezza ambientale


Per far sì che l'ambiente del laboratorio sia sicuro, le workstation Leica dispongono di un sistema integrato di aspirazione dei fumi che riduce l'esposizione alle sostanze nocive.




Cute/ingrandimento 200x



Cervello/ingrandimento 50x



Cervello/ingrandimento 200x



Cute/ingrandimento 100x

Semplicità intelligente

Il funzionamento semplice e razionale delle workstation Leica permette cicli operativi più rapidi, interventi manuali ridotti, meno errori e meno ripetizioni.

Tecnologia CodeRack™

La tecnologia brevettata CodeRack integrata nella Leica ST5020 seleziona automaticamente il protocollo di colorazione ed avvia il ciclo non appena viene caricato un rack di vetrini. Ciò garantisce la corretta scelta del programma.



Colorazioni e montaggio dei vetrini senza sorveglianza.

Le workstation Leica a integrazione totale completamente automatizzate eliminano virtualmente l'intervento dell'utente e possono essere caricate in continuo per una maggiore produttività.

Software affidabile di alte prestazioni

Programmazione semplificata e uso intuitivo con l'eccellente software di facile utilizzo in combinazione con uno schermo Touch Screen a colori su Leica ST5020.

Comodi Rack di vetrini

Le workstation Leica dispongono di rack per vetrini dal design speciale che non richiedono particolari adattatori o accessori eliminando così operazioni aggiuntive.



Valore intelligente

Da workstation in grado di soddisfare esigenze specifiche, i laboratori possono ottenere una vasta gamma di vantaggi: dalla riduzione dei rifiuti a flussi operativi migliori integrati in uno strumento compatto ottimizzando lo spazio e il tempo.

Materiali di consumo intelligenti

Da formulazioni di colorazione pronte all'uso e kit per un montaggio superiore dei vetrini, ai mezzi di montaggio, ai vetrini e ai materiali di consumo, Leica permette di ottenere in modo coerente risultati ripetibili e una stabilità a lungo termine dei vetrini.

Affidabilità a lungo termine

Leica Microsystems è un partner affidabile per la diagnostica che offre qualità e prestazioni.

Migliore cura del paziente

Con le workstation che aiutano i laboratori ad eseguire il loro importante lavoro, Leica Microsystems si impegna a supportare risultati accurati ed affidabili ad ogni paziente, ogni giorno.



Materiali di consumo

Sistema di colorazione SelecTech®

SelecTech permette la standardizzazione dei reagenti e dei coloranti usati nelle procedure di colorazione con ematossilina ed eosina con qualità garantita. Parametri certi che assicurano risultati costanti. I protocolli di colorazione sono adatti sia alla workstation Leica ST5010 che all'ST5020 producono vetrini chiarissimi e ben contrastati per una diagnostica di qualità.



Kit di colorazione speciali

Per le speciali procedure di colorazione, la vasta gamma di kit offerta da Leica Microsystems offre una comodità ottimale ed assicura colorazioni, migliori e riproducibilità. I protocolli di colorazione sono disponibili con il modulo di colorazione speciale della workstation Leica ST5020 e della ST5020 H.



Coprioggetto Surgipath

Specificatamente progettati per funzionare con i montavetrini automatizzati e adatti all'uso con le workstation Leica, i coprioggetto Surgipath sono stati prodotti per evitare che essi rimangano attaccati tra loro migliorando così il flusso operativo nel laboratorio.



Mezzi di montaggio Surgipath

Adatti all'uso con i montavetrini Leica CV5030 e come parte delle workstation Leica ST5010 e ST5020, la varietà di mezzi di montaggio Surgipath soddisfa le specifiche esigenze dei laboratori ed offre una qualità ottica maggiore con tempi di asciugatura rapidi.



Vetrini Surgipath

Con una vasta gamma in grado di soddisfare le esigenze di tutti i laboratori, i vetrini Surgipath sono adatti all'uso con le workstation Leica assicurando risultati affidabili e costanti.



Strumenti

Total Workstation
Solutions


Workstation Leica ST5020/CV5030

La flessibilità e la comodità della workstation Leica ST5020 per colorazione/montaggio di vetrini include la possibilità di effettuare simultaneamente protocolli H&E, PAP e speciali. Il sistema di gestione dei reagenti Leica ST5020 assicura risultati costanti. La workstation può essere adattata a forni opzionali, a stazioni di riscaldamento, a stazioni d'acqua e perfino a stazioni di caricamento e scaricamento in ogni cassetto.



Workstation Leica ST5010/CV5030

E' la workstation che risparmia tempo e dispendio di energie nel laboratorio, permette di raggiungere risultati eccezionali offrendo colorazioni costanti di alta qualità con il trasferimento automatico al montavetrini. Oltre alla maggiore affidabilità, Leica ST5010 offre un'elevata produttività per i protocolli di colorazione H&E. Per una maggiore semplicità, la workstation permette di avviare i programmi di colorazione con un singolo tasto.



Leica CV5030

Montavetrini completamente automatizzato, il Leica CV5030 offre una elevata affidabilità e un'integrazione totale nelle workstation di colorazione/montaggio vetrini per un sistema che non richiede la supervisione dell'operatore.

