

Kjære kunde!

Alle produkter som skal returneres til Leica Microsystems eller få service på stedet, må være tilstrekkelig rengjort og dekontaminert. Siden det ikke er mulig å dekontaminere ved prionsykdommer som CJD, BSE, CWD osv., kan ikke utstyr som har vært utsatt for prøver som inneholder prionsykdommer, leveres tilbake til Leica Microsystems for reparasjon. Reparasjon på institusjonen av prionkontaminert utstyr vil utføres bare etter at serviceteknikeren er blitt gjort oppmerksom på farene, lært opp i institusjonsspesifikke retningslinjer og fremgangsmåter og forsynt med personlig verneutstyr.

Dette behørig utfylte sertifikatet må plasseres i instrumentet, festes på utsiden av forsendeskassen eller leveres direkte til serviceteknikeren. Tilsendte pakker kan ikke åpnes og servicearbeidet kan ikke påbegynnes før foretaket eller serviceteknikeren har mottatt bekreftelsen på dekontaminering. Hvis foretaket vurderer returnerte varer som potensielle farekilder, sendes de straks tilbake til avsenderen som må dekke fraktkostnadene. Merk: Mikrotom-kniver må pakkes i den tilhørende esken.

Beskrivelse

Navn/modell

Fabr.nr.

KAT-nr.

Antall



Kryss eventuelt av for svar A. Ellers skal alle spørsmål i del B besvares og tilleggsinformasjonen fylles ut.

A Ja Dette apparatet har ikke kommet i kontakt med ufikserte biologiske prøver.

B 1 Apparatet har blitt utsatt for følgende farlige stoffer innvendig eller utvendig:

Ja

Nei

Blod, kroppsvæske, patologiske prøver

Tilleggsinformasjon

Andre farlige biologiske substanser

Kjemiske stoffer / helsefarlige substanser

Andre farlige substanser

2

Dette apparatet er rengjort og dekontaminert:

Ja

Nei

Hvilke metoder ble i så fall brukt:

Tilleggsinformasjon

Hvis nei*, angi årsak:

* Ikke returner uten skriftlig godkjenning fra Leica Microsystems.

9. Dekontamineringserklæring (kopieringsmal)

3

Ja **Nei**

Apparatet er forberedt slik at det ikke utgjør noen fare ved håndtering og transport. Bruk originalemballasjen hvis mulig.

Viktig for korrekt mottak av sendingen:

Legg ved en kopi av denne bekreftelsen ved sending eller gi den til serviceteknikeren. Avsenderen har ansvar for returen fra Leica hvis erklæringen mangler eller ikke er fylt ut riktig.

Ta kontakt med nærmeste Leica-kontor hvis du har spørsmål.

For Leica internt: Angi jobb og RAN-/RGA-nummer hvis denne informasjonen er tilgjengelig:

Job Sheet Nr.: _____

SU Return Goods Authorisation: _____

BU Return Authorisation Number: _____

Dato/underskrift

Navn

Stilling

E-postadresse

Institusjon

Avdeling

Adresse

Telefon

Faks



MICROSYSTEMS

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Telefon: +49 (0) 6224 143 0

Faks: +49 (0) 6224 143 200

www.leica-microsystems.com