

## DM2500 基本仕様

<b>鏡基(スタンド)</b>	
電源ユニット	内蔵電源ユニット 100W
観察鏡筒	三眼鏡筒 20°、視野数22(50%固定) 三眼鏡筒 30°、視野数25(100%, 50%, 0% 三段切り換え)
<b>操作部</b>	
フォーカス	高さ調節式フォーカスダイヤル、粗微動ドライブ 下限ストップ設定、ダイヤル回転抵抗の調整
対物レボルバー	対物レンズ 6本用
対物レンズ	5x(明視野用), 10x, 20x, 40x, 100x
ステージ	超硬質セラミックコーティング、右手操作・左手操作切り換え可能
<b>透過光路</b>	
支柱照明	12V/100W ハロゲンランプ、ランプハウス付、 フリップアウト式ブルーフィルター、フィルター用フィルターホルダー2枚、 NDフィルター
コンデンサー	・アクロマティック・アプラナティックコンデンサー フリップ着脱式コンデンサートップ、カラーコーディング式(1.25x~100x) ・ユニバーサルコンデンサー UCA(全観察法対応)
コントラスト法	明視野/暗視野/位相差/偏光/微分干渉
<b>落射蛍光</b>	
光源	100W水銀(Hg)
キューブ切り換え	フィルターキューブターレットに5セットまでを装填