


System overview

豊富なオプション、アクセサリの中からニーズに合った仕様をカスタマイズ可能

システムセレクション手順

1 基本システム構成：(1)の順に従い主要アイテムを2システムダイアグラムからそれぞれ選びます。

(1) システム主要各部の選択



(2) スキャンング方法の選択 (測定目的に適したスキャンタイプを選んで下さい。)

ノーマルスキャンタイプ	高分解能イメージ取得システム
高速スキャンタイプ	高速ライブイメージ取得システム
タンデム(通常/高速)スキャンタイプ	通常スキャン/高速スキャンのマルチスキャンシステム

(3) システム構成

エントリーレベルから2フォトン仕様まで(2)のどのスキャンングタイプでもシステムアップ可能です。

2 システムダイアグラム(エントリーシステム <E> の正立顕微鏡又は倒立顕微鏡のどちらかを選んで下さい。)

エントリーシステムをベースに必要なレーザー光源、各種検出器等を選択してください。

対物レンズ、インキュベーション装置等このダイアグラムにないオプション・アクセサリ類については弊社までお問い合わせください。

<D2>の各番号は<E>の各番号⑤はの番号⑤へつながります。

