



# DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI



**Cavi**  
 11 600 269, FW-b-b  
 11 600 254, FW-a-b  
 12 730 211, cavo HDMI  
 12 730 530, cavo USB3

**Schede FireWire**  
 12 730 446, Set per portatil, FW-b  
 12 730 447, FW-b, PCI-Express  
 12 730 495, USB3, PCI-Express




**MC170 HD**  
 12 730 465  
**MC190 HD**  
 12 730 520

**DMC2900**  
 12 730 466  
**DMC4500**  
 12 730 517

**DFC3000 G**  
 11 547 005  
**DFC450 C**  
 12 730 412

**DMC5400**  
 12 730 531  
**DMC6200**  
 12 730 532

**DFC7000 T**  
 11 547 106  
**DFC9000 GT**  
 11 547 110  
**DFC9000 GTC**  
 11 547 007



11 541 512  
 (0.35x, 1/3")

10 450 622  
 (0.4x, 1/2")

11 541 544  
 (0.55x, 1/2")

11 541 543  
 (0.7x, 2/3")

11 541 510  
 (1x, 1")

Nome	MPixel	Sensore	Dimen- sione	Dimensione pixel	Raffred- damento	Interfaccia	Passo C*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	No	USB2 + HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	No	USB2 + HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	No	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	No	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Si	FWb + Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Si	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	No	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	No	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	No	USB3 + Sync	0.35x-0.4x

-c: colore / -m: monocromatico / \* consigliato


Compound 2017/V.1

- Sistemi di fotocamere digitali**
- 12 730 465 Kit fotocamera Leica MC170 HD
  - 12 730 520 Kit fotocamera Leica MC190 HD
  - 12 730 517 Kit fotocamera Leica DMC4500
  - 12 730 466 Kit fotocamera Leica DMC2900
  - 12 730 412 Kit fotocamera Leica DFC450 C
  - 12 730 531 Kit fotocamera Leica DMC5400
  - 12 730 532 Kit fotocamera Leica DMC6200

- 11 547 005 Kit fotocamera Leica DFC3000 G
- 11 547 106 Kit fotocamera Leica DFC7000 T
- 11 547 110 Kit fotocamera Leica DFC9000 GT
- 11 547 007 Kit fotocamera Leica DFC9000 GTC


- Accessori sistemi di fotocamere digitali**
- 11 600 269 Cavo FireWire, FW-b-b, 2.5 m, da 9 pin a 9 pin
  - 12 730 211 Cavo HDMI, 3 m, HDMI 2x Standard-A
  - 12 730 530 Cavo USB3, 3 m Standard-A – Micro-B
  - 12 730 447 FW-b, PCI-Express
  - 12 730 495 USB3, PCI-Express

- Fototubi e Adattatori Fotocamera**
- 10 447 319 Adattatore T2, Canon EOS
  - 10 446 175 Lenti di proiezione DSLR 2.5x, filettatura T2 (sensore 24x36 mm)
  - 11 621 500 Adattatore MPV, HC/delta
  - 11 541 038 Adattatore Vario, C-mount, 0.55x a 1.1x – delta
  - 11 541 510 Adattatore C-mount HC 1x, per fotocamere digitali da 1"
  - 11 541 543 Adattatore C-mount HC 0.7x, per fotocamere digitali da 2/3"
  - 11 541 544 Adattatore C-mount HC 0.55x, per fotocamere digitali da 1/2"
  - 10 450 622 Adattatore C-mount HC 0.4x, per fotocamere digitali da 1/2"
  - 11 541 512 Adattatore C-mount HC 0.35x, per fotocamere digitali da 1/3"




Per il collegamento allo schema principale, vedere pagina seguente

# DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI



**Cavi**  
 11 600 269, FW-b-b  
 11 600 254, FW-a-b  
 12 730 211, cavo HDMI  
 12 730 530, cavo USB3

**Schede FireWire**  
 12 730 446, Set per portatil, FW-b  
 12 730 447, FW-b, PCI-Express  
 12 730 495, USB3, PCI-Express




**MC170 HD**  
 12 730 465  
**MC190 HD**  
 12 730 520

**DMC2900**  
 12 730 466  
**DMC4500**  
 12 730 517

**DFC3000 G**  
 11 547 005  
**DFC450 C**  
 12 730 412

**DMC5400**  
 12 730 531  
**DMC6200**  
 12 730 532

**DFC7000 T**  
 11 547 106  
**DFC9000 GT**  
 11 547 110  
**DFC9000 GTC**  
 11 547 007



10 445 928  
0.32x


10 450 528  
0.5x

10 447 367  
0.63x

10 446 307  
0.8x

10 450 829  
1x

**HC**  
 11 541 510 1.0x  
 11 541 543 0.7x  
 11 541 544 0.55x  
 10 450 622 0.4x



**Delta**  
 11 541 006 1.0x  
 11 541 007 0.63x  
 11 541 016 0.5x

10 450 317  
1.0x

10 445 930  
1.0x

10 447 436  
1.6x

Per il collegamento allo schema principale, vedere pagina seguente

Nome	MPixel	Sensore	Dimen- sione	Dimensione pixel	Raffred- damento	Interfaccia	Passo C*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	No	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	No	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	No	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	No	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Si	FWb+ Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Si	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	No	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	No	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	No	USB3+ Sync	0.35x-0.4x

-c: colore / -m: monocromatico / \* consigliato

Stereo 2017/V.1

## Sistemi di fotocamere digitali

12 730 465 Kit fotocamera Leica MC170 HD  
 12 730 520 Kit fotocamera Leica MC190 HD  
 12 730 517 Kit fotocamera Leica DMC4500  
 12 730 466 Kit fotocamera Leica DMC2900  
 12 730 412 Kit fotocamera Leica DFC450 C  
 12 730 531 Kit fotocamera Leica DMC5400  
 12 730 532 Kit fotocamera Leica DMC6200

11 547 005 Kit fotocamera Leica DFC3000 G  
 11 547 106 Kit fotocamera Leica DFC7000 T  
 11 547 110 Kit fotocamera Leica DFC9000 GT  
 11 547 007 Kit fotocamera Leica DFC9000 GTC

12 730 521 Fotocamera Leica IC90 E (incl. cavo USB e software Leica) non raccomandato per Leica MZ10 F / M165 FC / M205 FA  
 12 730 528 Leica Stand-Alone-Kit (cavo HDMI, scheda SD, alimentatore USB, telecomando RC3, cavo ethernet) per IC90 E  
 12 730 229 Interruttore a mano o a pedale con cavo di 2 m per IC90 E

## Accessori sistemi di fotocamere digitali

11 600 269 Cavo FireWire, FW-b-b, 2.5 m, da 9 pin a 9 pin  
 12 730 211 Cavo HDMI, 3 m, HDMI 2x Standard-A  
 12 730 530 Cavo USB3, 3 m Standard-A - Micro-B  
 12 730 447 FW-b, PCI-Express  
 12 730 495 USB3, PCI-Express

## Fototubi e passo C

10 447 319 Adattatore T2, Canon EOS  
 10 447 436 Adattatore T2 per fotocamere DSLR, 1.6x (sensore APS-C)  
 10 446 175 Lenti di proiezione DSLR 2.5x, filettatura T2 (sensore 24x36 mm)  
 10 445 928 Obiettivo video 0.32x con passo C per fotocamere digitali da 1/3"  
 10 450 528 Obiettivo video 0.5x con passo C per fotocamere digitali da 1/2"  
 10 447 367 Obiettivo video 0.63x con passo C per fotocamere digitali da 2/3"  
 10 446 307 Obiettivo video 0.8x con passo C per fotocamere digitali da 2/3"  
 10 445 930 Obiettivo video/foto 1.0x  
 10 450 317 1.0x Adattatore C-mount per HC